



Produktdatablad

Krydsventil m/silikoneslange, kateterventil, steril, universel

Varenummer: 200871



Varedeklaration

Forpakning: 30 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli. Produktbetegnelse: Kateterventil. Varemærke: Qufora. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Materiale: PP, silikone. Steriliseringsmetode: EO. Størrelse: One size. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Ventiltype: CV. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes ved optræning og vedligeholdelse af naturlig blærefunktion. Anvendes ligeledes som ventil mellem kateter og urinpose for at minimere infektioner. Kan anvendes med én hånd. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.