



Varenummer 200888

Engangskateter, LoFric Sense, nelaton, CH 12, 15cm, coated, female steril

✓ PVC-fri



Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskaterisation. Den lille pose sterile vand tømmes ned over det coatede kateter, som derefter er klar til brug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	LoFric
Vareserie	Sense
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Coated, female steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PO, POBE, PP
Længde/dybde	15 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. Svanemærket.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	57.8 cm	20.6 cm	7.4 cm	7333387022420
pk	30 stk	20 cm	14 cm	7.2 cm	7333387022413
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til
engangsbrug.



Produktet indeholder ikke
latex.