

Varenummer 200975

Eksplorationsgel, Optilube, klar, steril,
vandopløselig, brev, 5 g



Produktbeskrivelse

Aquagel er et steriliseret glidemiddel med en høj viskositet. Gelen er konserveret med Natrium Nipasept, som øger modstandsdygtigheden for bakterievækst i gelen efter åbning af tuben. Aquagel er velegnet i alle sammenhænge, hvor der skal anvendes et glidemiddel, f.eks instrumenter, metal, gummi eller plast.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Eksplorationsgel
Farve	Klar
Features	Steril, vandopløselig, brev
Ingredienser/sammensætning	Natriummethylparaben, tetranatriumetidronat, dinatrium EDTA
Vægt, brutto	5 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	150 stk	17.5 cm	14 cm	8.5 cm	5060222470024
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE