



Varenummer 201014

Urinposeholder, Care, XS, gul, til lår

- ✓ Oeko-tex
- ✓ Latex_fri elastik



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af benpose på låret. Urinposeholderen trækkes op på låret og urinposen placeres heri. Urinposen kan tømmes via en slids i bunden af holderen. Kan vaskes ved 90 grader Celcius.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposeholder
Varemærke	Care
Størrelse	XS
Farve	Gul
Features	Til lår
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Bomuld, lycra
Ingredienser/sammensætning	95% bomuld, 5% lycra
Låromkreds	Øvre lår: 35-50 cm, underlår: 26-42 cm
Certifikater	CE. OEKO-TEX.
OEKO-TEX licensnr.	04.T.3713 Hohenstein; 54925 DTI
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 90 °C. Tåler tørretumbling ved lav varme.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	29 cm	19 cm	17.5 cm	5703538028137
stk	1 stk				5703538028007



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.