



Varenummer 201068

Urinposeholder, Care, XXL, brun, til lår

- ✓ Oeko-tex
- ✓ Latex_fri elastik



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af benpose på låret. Urinposeholderen trækkes op på låret og urinposen placeres heri. Urinposen kan tømmes via en slids i bunden af holderen. Kan vaskes ved 90 grader Celcius.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposeholder
Varemærke	Care
Størrelse	XXL
Farve	Brun
Features	Til lår
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Bomuld, lycra
Ingredienser/sammensætning	95% bomuld, 5% lycra
Låromkreds	Øvre lår 52-68 cm, underlår 34-56 cm
Certifikater	CE. OEKO-TEX.
OEKO-TEX licensnr.	54925
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 90 °C. Tåler tørretumbling ved lav varme.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	28 cm	19.2 cm	17.2 cm	
stk	1 stk				5703538280917



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.