



Varenummer 201069

## Urinposeholder, Care, XL, sort, til læg

- ✓ Oeko-tex
- ✓ Latex\_fri elastik



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af benpose på læggen. Urinposeholderen trækkes op på benet, så den øverste kant er lige over knæet og urinposen placeret heri. Urinposen kan tømmes via en slids i bunden af holderen. Kan vaskes ved 90 grader Celcius.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposeholder
Varemærke	Care
Størrelse	XL
Farve	Sort
Features	Til læg
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Bomuld, lycra
Ingredienser/sammensætning	95% bomuld, 5% lycra
Låromkreds	Læg: 40-50 cm, ankel: 28-42 cm
Certifikater	CE. OEKO-TEX.
OEKO-TEX licensnr.	21.HTR.50865
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 90 °C. Tåler tørretumbling ved lav varme.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	29 cm	19.5 cm	18.5 cm	5703538077876
stk	1 stk				5703538077852



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.