

Varenummer 201106

Dilatator, Hegar, Ø4,5mm, rustfrit stål, flergangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til at udvide livmoderhalsen. Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dilatator
Varemærke	Hegar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Diameter	4.5 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23 cm	5 cm	0.5 cm	5703538361609

