



Varenummer 201145

Bækken, 2000 ml, hvid, voksen, rundt, med låg, usteril, flergangs

✓ Kan anvendes i seng eller bækkenstol



Produktbeskrivelse

Anvendes til urin og afføring i seng eller bækkenstol. Kan komme i bækkenkoger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bækken
Farve	Hvid
Features	Voksen, rundt, med låg, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	43 cm
Højde	9 cm
Diameter	32 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Max. belastning: 100 kg
Vaskeanvisninger	Tåler bækkenkoger.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	58.5 cm	51 cm	33 cm	
stk	1 stk				4250629311414



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.