



Varenummer 201148

Urinkolbeholder, One size, hvid, trekantet, trådnet

✓ Kan sættes fast på sengekanten.

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af urinkolber. Sættes evt. fast på sengekanten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinkolbeholder
Størrelse	One size
Farve	Hvid
Features	Trekantet, trådnet
Længde/dybde	13 cm
Bredde	15 cm
Højde	33 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	62.2 cm	38.6 cm	40.4 cm	4250629311612
stk	1 stk				5703538111266