



Varenummer 201149

Urinkolbeholder, One size, hvid, rund, trådnet

✓ Kan sættes fast på sengekanten.

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af urinkolber. Sættes evt. fast på sengekanten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinkolbeholder
Størrelse	One size
Farve	Hvid
Features	Rund, trådnet
Længde/dybde	13 cm
Bredde	13 cm
Højde	22 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes i bækkenkoger op til 90°C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	70 cm	38 cm	33 cm	5703538206153
stk	1 stk				5703538206139