

Varenummer 201150

Urinkolbe, One size, 1000 ml, klar, med låg, usteril, flergangs

✓ Inkl. låg



Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af urin. Med låg. Kan sættes i urinkolbeholder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinkolbe
Størrelse	One size
Farve	Klar
Features	Med låg, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	30 cm
Bredde	10 cm
Højde	13 cm
Rumindhold, brutto	1000 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Vaskeanvisninger	Kan vaskes op til 90°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	60 cm	62.5 cm	32.5 cm	4250629311490
stk	1 stk				5703538078545



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

