



Produktdatablad

Urinkolbe til mænd, 1000 ml, med låg

Varenummer: 201150



Varedeklaration

Forpakning: 48 stk pr. kolli. 10 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Urinkolbe. Farve: klar. Materiale: plast. Features: med låg, usteril. Engangs/flergangs: flergangs. Størrelse: One size. Længde/dybde: 30 cm. Bredde: 10 cm. Højde: 13 cm. Rumindhold, brutto: 1000 ml. Certifikater: CE, MD. Vaskeanvisninger: Kan vaskes op til 90°C. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Anvendes til opbevaring af urin. Med låg. Kan sættes i urinkolbeholder. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.