



Varenummer 201151

Urinkolbe, Ursec, One size, 1000 ml, klar, returventil, usteril, flegangs

### Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af urin. Den grønne returventil hindrer at urinen kan løbe ud. Flad bund sikrer stabilitet. Tømmes gennem den lille åbning i bunden eller ved at skrue tilbageløbsventilen af.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinkolbe
Varemærke	Ursec
Størrelse	One size
Farve	Klar
Features	Returventil, usteril
Engangs/flergangs	Flegangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	34 cm
Bredde	14 cm
Højde	14 cm
Rumindhold, brutto	1000 ml
Vaskeanvisninger	Autoklaverbar op til 130°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	25 stk	56 cm	37 cm	65 cm	3760045420016
stk	1 stk				4250629311582