



Varenummer 201175

Bækken, 3000 ml, hvid, voksen, kileformet, usteril, flergangs

✓ Den har en lav udformning, så patienten ikke skal løfte sig så højt.



Produktbeskrivelse

Anvendes til urin og afføringsopsamling til sengeliggende. Den lave udformning gør at patienten ikke skal løfte sig ret højt fra underlaget.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bækken
Farve	Hvid
Features	Voksen, kileformet, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	50 cm
Bredde	30 cm
Højde	14 cm
Rumindhold, brutto	3000 ml
Inkluderet tilbehør	Låg.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Vaskeanvisninger	Autoklaverbar op til 130°C. Prop skal rengøres separat med varmt vand og desinfektion.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	51.5 cm	30 cm	14.5 cm	4250629318321



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.