

Varenummer 201176

Urinkolbe, One size, 1200 ml, mat, usteril, med aflæsningsskala, flergangs

- ✓ Inkl. låg
- ✓ Inkl. hank
- ✓ Med påtrykt ml-skala



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af urin, leveres inkl. låg og hank. Aflæsningsskala fra 100-1000 ml. med intervaller af 100 ml.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinkolbe
Størrelse	One size
Sekundær farve	Mat
Features	Usteril, med aflæsningsskala
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	PP
Længde/dybde	28 cm
Bredde	9.5 cm
Højde	13 cm
Rumindhold, brutto	1200 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Vaskeanvisninger	Kan vaskes op til 130°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	80 stk	90.5 cm	50 cm	59 cm	
stk	1 stk				4250629311544



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

