

Varenummer 201185

Urin- og fæcesopsamler, Plasti-pan, One size, 800 ml, hvid, flergangs

Produktbeskrivelse

Plasti-Pan er nem at placere i toiletskålen og bruges til opsamling af urin eller fæces. Har måleenhed fra 0-800ml. Nem at anvende. Passer til alle toiletter, let at aflæse og rengøre.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urin- og fæcesopsamler
Varemærke	Plasti-pan
Størrelse	One size
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	33 cm
Bredde	21 cm
Højde	10 cm
Rumindhold, brutto	800 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes op til 80°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	75 cm	34.2 cm	42.4 cm	
pk	5 stk	33.4 cm	21.5 cm	14.4 cm	