



Varenummer 201186

Urinbæger, 120 ml, klar, med skruelåg og skrivefelt

✓ Til opsamling af urin, grønt låg

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinbæger
Farve	Klar
Features	Med skruelåg og skrivefelt
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	120 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	60 cm	41.4 cm	32.5 cm	
stk	1 stk				