



Varenummer 201186

## Urinbæger, 120 ml, klar, med skruelåg og skrivefelt

✓ Til opsamling af urin, grønt låg



### Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Urinbæger                                                    |
| Farve                            | Klar                                                         |
| Features                         | Med skruelåg og skrivefelt                                   |
| Materiale                        | PP                                                           |
| Længde/dybde                     | 6.2 cm                                                       |
| Bredde                           | 6.2 cm                                                       |
| Højde                            | 7.3 cm                                                       |
| Diameter                         | 47.9 mm                                                      |
| Vægt, netto                      | 6 kg                                                         |
| Vægt, brutto                     | 6 kg                                                         |
| Rumindhold, brutto               | 120 ml                                                       |
| Certifikater                     | CE.                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse A                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                                      |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN |
|-------|------------|--------|---------|---------|-----|
| kli   | 500 stk    | 60 cm  | 41.4 cm | 31.4 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |         |         |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.