



Varenummer 201187

Urinbæger, 120 ml, klar, med skruelåg og skrivefelt, steril

✓ Til opsamling af urin, grønt låg



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinbæger
Farve	Klar
Features	Med skruelåg og skrivefelt, steril
Materiale	PP
Længde/dybde	6.2 cm
Bredde	6.2 cm
Højde	7.2 cm
Diameter	47.9 mm
Vægt, netto	12 g
Vægt, brutto	15 g
Rumindhold, brutto	120 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	250 stk	58.7 cm	39.7 cm	38.8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE