

Varenummer 201234



Desinfektionskar, B.Braun, 32,5x17,6x15cm, 2 l, med nedsænkingskar og låg

Produktbeskrivelse

Kar til desinfektion af f.eks. instrumenter. Med indikator for væskemængde. Anvendes som opbevaring/desinfektion af instrumenter eller utensiler. Temperaturbestandig op til 50 grader C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektionskar
Varemærke	B.Braun
Features	Med nedsænkingskar og låg
Materiale	Plast
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	17.6 cm
Højde	15 cm
Rumindhold, brutto	2 l
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	33 cm	18.5 cm	18 cm	
stk	1 stk				