

Varenummer 201271

**BI, Biologiske indikatorer, SSI, til
dampsterilisation, pakke med 3 stk.
#75620 og 3 stk. #98406**



Produktbeskrivelse

Direkte dokumentation for den mikrobiologiske effektivitet af sterilisationsprocessen. BI fra Statens Seruminstitut (SSI) er udviklet til validering af sterilisationsprocesser. En pakke indeholder en æske med 3 stk. uden dyrkning (#75620) og en æske med 3 stk. dyrkning (#98406).

Specifikationer

Produktbetegnelse	BI, Biologiske indikatorer
Varemærke	SSI
Features	Til dampsterilisation, pakke med 3 stk. #75620 og 3 stk. #98406
Holdbarhed	2 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Direkte dokumentation for den mikrobiologiske effektivitet af sterilisationsprocessen. BI fra Statens Seruminstitut (SSI) er udviklet til validering af sterilisationsprocesser.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	10 cm	1 cm	