




Varenummer 201272

BI, Biologiske indikatorer, SSI, til tørsterilisator

Produktbeskrivelse

Direkte dokumentation for den mikrobiologiske effektivitet af sterilisationsprocessen. BI fra Statens Seruminstitut (SSI) er udviklet til validering af sterilisationsprocesser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	BI, Biologiske indikatorer
Varemærke	SSI
Features	Til tørsterilisator
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	3 stk	16 cm	10 cm	3 cm	
stk	1 stk				