




Varenummer 201275

Urinkit, Flexicult, kølevare



Produktbeskrivelse

Denne vare tages ikke retur

Flexicult er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI). Samtidig med dyrkningen (kvantitering af mængden af bakterier) foretages resistensbestemmelse af den patogene bakterie overfor 1 = mecillinam (M), 2 = nitrofurantoin (N), 3 = ampicillin (A), 4 = sulfamethizol (S) og 5 = trimethoprim (T). Antibiotikakoncentrationen af hvert stof er indstillet således, at relevante urinvejspatogener kan svares ud som enten følsomme (væksten hæmmes totalt eller signifikant) eller resistente (vækst som i kontrolfeltet). Til mediet er desuden tilsat kromogener, der spaltes af bakteriernes enzymer, således at kolonierne fremtræder med forskellige farver på agaren.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinkit
Varemærke	Flexicult
Features	Kølevare
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	Opbevares køligt ved 2-8 grader.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 stk	19 cm	20.8 cm	8.3 cm	
pk	12 stk	19.8 cm	19.8 cm	8.8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.