




Varenummer 201275

## Urinkit, Flexicult, kølevare



### Produktbeskrivelse

\*Denne vare tages ikke retur\*

Flexicult er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI). Samtidig med dyrkningen (kvantitering af mængden af bakterier) foretages resistensbestemmelse af den patogene bakterie overfor 1 = mecillinam (M), 2 = nitrofurantoin (N), 3 = ampicillin (A), 4 = sulfamethizol (S) og 5 = trimethoprim (T). Antibiotikakonzentrationen af hvert stof er indstillet således, at relevante urinvejspatogener kan svares ud som enten følsomme (væksten hæmmes totalt eller signifikant) eller resistente (vækst som i kontrolfeltet). Til mediet er desuden tilsat kromogener, der spaltes af bakteriernes enzymer, således at kolonierne fremtræder med forskellige farver på agaren.



### Specifikationer

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Urinkit                                          |
| Varemærke                        | Flexicult                                        |
| Features                         | Kølevare                                         |
| Certifikater                     | CE.                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                                          |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                          |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. |
| Temperatur Tolerance             | Opbevares køligt ved 2-8 grader.                 |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                       |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----|
| kll   | 72 stk     | 19 cm   | 20.8 cm | 8.3 cm |     |
| pk    | 12 stk     | 19.8 cm | 19.8 cm | 8.8 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares  
køligt.