

Varenummer 201277

Temperaturlogger, LOG32T, datalogger (USB-stik) til temperature -40 grader til +70 grader



Produktbeskrivelse

LOG32 er en USB-stik til overvågning af temperaturer. Den kræver ingen store investeringer og er specielt velegnet til overvågning af temperature på særlig følsomme områder f.eks. laboratoriet, produktionsenheder og under transport af temperaturfølsomme produkter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Temperaturlogger
Varemærke	LOG32T
Features	Datalogger (USB-stik) til temperature -40 grader til +70 grader
Temperaturtolerance	-40 til +70 grader
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	7 cm	1.5 cm	4009816027450