



Varenummer 201280

Engangskateter, HunterCath, fleksibel,  
 CH 08, 20cm, ucoated, female



### Produktbeskrivelse

HunterCath er et engangskateter, der grundet de glatte og afrundede afløbshuller giver en let indføring.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HunterCath
Spidstype	Fleksibel
Størrelse	CH 08
Farve	Blå
Features	Ucoated, female
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	20 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1710 stk				
pk	30 stk				
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE