



Varenummer 201286

Engangskateter, HunterCath, fleksibel, CH 14, 40cm, ucoated



Produktbeskrivelse

HunterCath er et engangskateter, der grundet de glatte og afrundede afløbshuller giver en let indføring.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HunterCath
Spidstype	Fleksibel
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Ucoated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	750 stk	59.5 cm	40.5 cm	48 cm	23838955623224
pk	30 stk	45 cm	15.5 cm	5.5 cm	3838955623220
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE