

Varenummer 201303

2-vejs foley kateter, Innomed, open end, CH 16, 40cm, 10 ml, integreret ballon, steril



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Innomed
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Integreret ballon, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal senest skiftes efter 30 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	52.5 cm	21 cm	6 cm	
pk	10 stk	53.5 cm	9.7 cm	7.5 cm	
stk	1 stk				5700511071432



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt