

Varenummer 201311

2-vejs foley kateter, Innomed, open end,
CH 18, 40cm, 10 ml, integreret ballon



CE



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Innomed
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 18
Farve	Rød
Features	Integreret ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning eller sterilt vand/saltvand. Skal senest skiftes efter 30 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	53.3 cm	10 cm	7.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.