

Varenummer 201546

## Engangskateter, Hi-slip Single, nelaton, CH 08, 20cm, coated, pædiatrisk/female

✓ DEHP-fri



### Produktbeskrivelse

Hi-Slip Single er et sterilt coated engangskateter, som er klar til brug efter tilførsel af vand. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Hi-slip
Vareserie	Single
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 08
Farve	Blå
Features	Coated, pædiatrisk/female
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	20 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Katetret skal tilføjes vand, som aktiverer coatingen. Vandet skal være i berøring med katetret i 30 sekunder inden det indføres. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	32.1 cm	20.8 cm	25.2 cm	
pk	30 stk	31.8 cm	19 cm	6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE