



Varenummer 210469



Excellent

**Engangsuniform bukser, ABENA  
Excellent, XXL, 117x65cm, 35 gsm,  
mørkeblå, SMS, enkeltpakket, usteril,  
engangs**

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Antistatisk behandlet for øget komfort
- ✓ Unisex design
- ✓ Individuelt pakkede bukser
- ✓ Bindebånd i livet



## Produktbeskrivelse

Komfortabel buks uden manchete til anvendelse af personale og patienter for at undgå krydskontamineringer. Væskeafvisende materiale, med bindebånd i livet. Individuelt pakket.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Engangsuniform bukser                                                                                                                                      |
| Varemærke                        | ABENA                                                                                                                                                      |
| Vareserie                        | Excellent                                                                                                                                                  |
| Størrelse                        | XXL                                                                                                                                                        |
| Sekundær farve                   | Mørkeblå                                                                                                                                                   |
| Egenskaber                       | Enkeltpakket                                                                                                                                               |
| Features                         | Usteril                                                                                                                                                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                                                                                                    |
| Materiale                        | SMS                                                                                                                                                        |
| Længde/dybde                     | 117 cm                                                                                                                                                     |
| Bredde                           | 65 cm                                                                                                                                                      |
| Vægt, netto                      | 57 g                                                                                                                                                       |
| Tykkelse                         | 35 gsm                                                                                                                                                     |
| Certifikater                     | CE. MD. UKCA.                                                                                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                                                                                                   |
| Produkt- eller teststandarder    | EN 13795-1:2019                                                                                                                                            |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002                                                                                                                             |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                                                                                                       |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                                                               |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                                                                          |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| kll   | 100 stk    | 59 cm  | 25.5 cm | 33.5 cm | 5703538266331 |
| stk   | 1 stk      |        |         |         | 5703538266348 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandards og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskeafvisende.



Produktet lukkes med bindebånd.



Materialet er antistatisk behandlet.



Produktet er kun til engangsbrug.