



Produktdatablad

Hårnet, 13g/m², nonwoven, one size, hvid

Varenummer: 210601



Varedeklaration

Forpakning: 200 Stk pr. Pakke, 6 Pakke pr. Kolli, 21 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hårnet

Varemærke: ABENA

Vareserie: Classic

Holdbarhed: 5 år

Produktbeskrivelse: Hygiejnehuer anvendes som beskyttelse af omgivelserne, hvor der er behov for høj hygiejnisk standard f.eks. indenfor fødevarer og medicinalindustrien.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Farve: hvid

Materiale: PP

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: usteril

Engangs/flergangs: engangs

Størrelse: L

Tolerance: {"jsonData":{"Value":"+/- 1 cm"}}

Tykkelse: 13g/m²

Certifikater: CE, CAT I, Til fødevarer, MD

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT I

Direktiver, lovgivning og regler: 10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2016/425/EEC, MDR (EU) 2017/745