



Produktdatablad

Skægbind med elastik, nonwoven, 16g/m², one size, hvid

Varenummer: 210681



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Skægbind

Varemærke: ABENA

Vareserie: Classic

Holdbarhed: 5 år

Produktbeskrivelse: Skægbind med øreelastiker anvendes som beskyttelse af omgivelserne hvor der er behov for høj hygiejnisk standard f.eks. ved fremstilling af fødevarer, under en produktion eller ved forpakning af varer.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Farve: hvid

Materiale: PP

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: usteril, med elastik omkring hovedet

Engangs/flergangs: engangs

Størrelse: One size

Længde/dybde: 11cm

Bredde: 25cm

Tolerance: {"jsonData":[{"Value":"+/- 1 cm"}]}

Tykkelse: 16g/m²

Vægt, netto: 1,9g

Certifikater: CE, CAT I, Til fødevarer, MD

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT I

Direktiver, lovgivning og regler: 10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2016/425/EEC, MDR (EU) 2017/745