



Varenummer 210751

ABENA® *Classic*

## Hygiejnehue, ABENA Classic, L, 14 gsm, blå, PP, usteril, engangs

- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ God pasform
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

Hygiejnehuer anvendes som beskyttelse af omgivelserne, hvor der er behov for høj hygiejnisk standard f.eks. indenfor fødevarer og medicinalindustrien.



### Specifikationer

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produktbetegnelse                    | Hygiejnehue   |
| Varemærke                            | ABENA   |
| Vareserie                            | Classic   |
| Størrelse                            | L   |
| Farve                                | Blå   |
| Features                             | Usteril   |
| Engangs/flergangs                    | Engangs   |
| Materiale                            | PP  |
| Tykkelse                             | 14 gsm  |
| Tolerance                            | +/- 1 cm  |
| Antal lag                            | 1-lags  |
| Certifikater                         | CE. Til fødevarer. CAT I. MD. UKCA.   |
| CE-kategori (personligt værnemiddel) | CAT I   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse I  |
| Direktiver, lovgivning og regler     | (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002 |
| Holdbarhed                           | 5 år  |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.  |
| Bortskaffelse af produkt             | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.  |
| Bortskaffelse af emballage           | Kan genanvendes eller forbrændes.   |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl    | 500 stk    | 61.1 cm | 27.6 cm | 29.2 cm | 5703538098734 |
| pk    | 100 stk    | 25.5 cm | 11.5 cm | 25.5 cm | 5703538098710 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



CAT I PPE gælder kun for produkter med minimal risiko.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.