



Varenummer 210800



Classic

## Lagen, ABENA Classic, 240x150cm, hvid, PP

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

Engangstæppe/lagen i væskeafvisende materiale. Anvendes som beskyttelse af madrassen eller som engangstæppe



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Lagen
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Længde/dybde	240 cm
Bredde	150 cm
Tykkelse	25 g/m <sup>2</sup>
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	45.5 cm	34 cm	36.8 cm	5703538099236
stk	1 stk				5703538099229



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.