



Varenummer 210801



Classic

## Pudebetræk, ABENA Classic, 65x65cm, hvid, usteril

- ✓ Væskeafvisende og hygiejnisk løsning
- ✓ Blødt og komfortabelt materiale
- ✓ Minimerer krydskontaminering
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

ABENAs pudebetræk til engangsbrug er fremstillet i væskeafvisende materiale, som beskytter puden mod forskellige væsker. Engangsbetrækket er en praktisk og hygiejnisk løsning, som blandt andet kan anvendes til hospitaler og institutioner: Det fylder minimalt og minimerer risikoen for krydskontaminering. Pudens er blød og komfortabel.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pudebetræk
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Længde/dybde	65 cm
Bredde	65 cm
Vægt, netto	22 g
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	44.2 cm	27.7 cm	22.8 cm	5703538099076
pk	10 stk	23.5 cm	22 cm	4 cm	5703538099069
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.