



Varenummer 210802

ABENA® Classic

Lagen, ABENA Classic, 200x90x20cm, hvid, PP

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Engangslagen med elastik i væskeafvisende materiale. Anvendes som beskyttelse af madrassen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lagen
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Længde/dybde	200 cm
Bredde	90 cm
Højde	20 cm
Vægt, netto	80 g
Tykkelse	25 g/m ²
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	44.4 cm	31 cm	34.4 cm	5703538099090
pk	10 stk	35 cm	28 cm	8 cm	5703538099083
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.