



Varenummer 210853



Classic

## Underbukser, ABENA Classic, M-L, 33x60cm, mørkeblå, PP, usteril, engangs

- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Intim afdækning
- ✓ Kan anvendes præ-, per- og post koloskopi undersøgelser
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk



### Produktbeskrivelse

Engangsunderbukser med elastik i ben og mave. Anvendes til beskyttelse af patient før, under og efter undersøgelser eller operationer.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Underbukser                                                                                                                                                |
| Varemærke                        | ABENA                                                                                                                                                      |
| Vareserie                        | Classic                                                                                                                                                    |
| Størrelse                        | M-L                                                                                                                                                        |
| Sekundær farve                   | Mørkeblå                                                                                                                                                   |
| Features                         | Usteril                                                                                                                                                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                                                                                                    |
| Materiale                        | PP                                                                                                                                                         |
| Længde/dybde                     | 33 cm                                                                                                                                                      |
| Bredde                           | 60 cm                                                                                                                                                      |
| Livvidde                         | 34-60 cm                                                                                                                                                   |
| Tykkelse                         | 40 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Tolerance                        | +/- 2 cm                                                                                                                                                   |
| Certifikater                     | CE. MD. UKCA.                                                                                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                                                                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                                          |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                                                                                                       |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                                                               |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                                                                          |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|-------|---------------|
| kll   | 250 stk    | 42 cm  | 32.2 cm | 28 cm | 5703538099472 |
| pk    | 25 stk     | 34 cm  | 26 cm   |       | 5703538099465 |
| stk   | 1 stk      |        |         |       |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.