



Varenummer 210903



Classic

Beskyttelseskittel, ABENA Classic, XL, 125x150cm, blå, PP, usteril, engangs

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Pladsbesparende
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Bindebånd i nakke og liv
- ✓ Elastik i ærmerne



Produktbeskrivelse

Væskeafvisende kittel med elastik i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Beskyttelseskittel
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	XL
Farve	Blå
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Længde/dybde	125 cm
Bredde	150 cm
Tykkelse	25 g/m ²
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bindes i nakke og liv.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	33 cm	28 cm	34 cm	5703538107672
pk	5 stk	25 cm	29 cm	6 cm	5703538107665
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskeafvisende.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet lukkes med bindebånd.



Produktet har elastiske ærmer.