



Produktdatablad

Hånd sæbe, flydende, ekstra mild, 1 ltr, Tork S1, flaske

Varenummer: 212067



Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Kolli, 80 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånd sæbe

Varemærke: Tork

Vareserie: S1 Premium

Holdbarhed: 36 måneder

Holdbarhed, åbnet: 12 måneder

Produktbeskrivelse: Giv følsom hud ekstra pleje med denne uparfumerede hånd sæbe, der er ekstra mild mod sart hud. Renser huden skånsomt. Indeholder ekstra plejende og perlende ingredienser, der giver en skinnende effekt. Forseglet refill-flaske med engangspumpe sikrer optimal hygiejne og nem genopfyldning. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske.

Brugsanvisning: Skyl hænderne med vand før sæben påføres, vask hænderne grundigt i minimum 15 sekunder, skyl hænderne grundigt og tør grundigt. Brug eventuelt en genopbyggende hudcreme tilsat glycerin, for at hindre udtørring af huden og deraf følgende hudirritation.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Farve: hvid

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.

Ingredienser/sammensætning:

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: uden farve og parfume, flydende

pH-værdi (konc.): pH ~ 5

Rumindhold, netto: 1000ml

Certifikater: EU-Blomsten, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

Direktiver, lovgivning og regler: 76/768/EE Tilhørende varer: 117520, 117521, 117560, 11752001