



Varenummer 212142



## Vatkugler, ABENA, hvid, 1.100 stk./pose, latexfri, usteril, engangs

- ✓ 100% bomuld
- ✓ Blødt materiale



### Produktbeskrivelse

ABENAs vatkugler er fremstillet af 100% bomuld og kan med fordel anvendes til både at rengøre og tørre huden.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vatkugler
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	1.100 stk./pose, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Vægt, netto	0.5 g
Vægt, brutto	0.5 g
Certifikater	CE, UKCA, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6600 stk	49 cm	36 cm	34 cm	6972403304167
pk	1100 stk	26 cm	24 cm	19 cm	6972403304150
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.