

Varenummer 212148

## Stålpind, 15cm, med vat i en ende, usteril

✓ God til meget smalle kanaler



### Produktbeskrivelse

Anvendes til undersøgelse og absorption ved diverse procedurer ved selv meget smalle kanaler, der ikke kræver en steril vatpind. Diameteren på vattet kan variere fra 2,5 - 3,5 mm.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Stålpind
Features	Med vat i en ende, usteril
Materiale	Bomuld, galvaniseret stål, rayon
Længde/dybde	15 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10000 stk	21 cm	17.5 cm	15 cm	5703538175510
pk	100 stk	15 cm	5.5 cm	1 cm	5703538175503
stk	1 stk				5703538175497



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.