

Varenummer 212192

Blodvender, Sarmix, hvid



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med blodanalyse. Med 3-dimensional bevægelse. Alle glasstørrelser kan anvendes. Leveres inkl. en gummimåtte, som holder rørene fast. Hastighed: 24 rotationer/min. Pladen måler 24 x 17 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodvender
Varemærke	Sarmix
Farve	Hvid
Vægt, netto	0.8 kg
Inkluderet tilbehør	Gummimåtte
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	36.5 cm	26.5 cm	21.3 cm	4038917072175
stk	1 stk				