



Varenummer 212193

Formalin, 450 ml, vævsfikseringskit med 50 stk. 25 ml prøveglas



Produktbeskrivelse

Anvendes som lukket formalinsystem i forbindelse med udtagelse af f.eks. biopsier.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Formalin
Features	Vævsfikseringskit med 50 stk. 25 ml prøveglas
Rumindhold, brutto	450 ml
Inkluderet tilbehør	50 stk. 25 ml prøveglas
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå kontakt med hud og øjne og sørg for at der er passende ventilation på arbejdsstedet
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	35.2 cm	25 cm	11.5 cm	4038917336086
stk	1 stk				4038917336093



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare på langt sigt.