



Varenummer 212194

Formalin, 450 ml, vævsfikseringskit med 100 stk. 9 ml prøveglas



Produktbeskrivelse

Anvendes som lukket formalinsystem i forbindelse med udtagelse af f.eks. biopsier. Vævsprøven anbringes i den tilhørende monovette, hvorefter formalinen suges ind til prøven.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Formalin
Features	Vævsfikseringskit med 100 stk. 9 ml prøveglas
Rumindhold, brutto	450 ml
Inkluderet tilbehør	100 stk. 9 ml prøveglas
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå kontakt med hud og øjne og sørg for at der er passende ventilation på arbejdsstedet
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	35 cm	25.5 cm	12 cm	4038917336055
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare på langt sigt.