



Varenummer 212197

## Formalinsyre, 450 ml, pose, i sikkerhedsboks og forsendelsesæske



### Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med histologi/patologi. Lukket formalinsyre til arbejde med vævsfiksering udenfor stinkskabe. Leveres uden monovetter.



### Specifikationer

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Formalinsyre                                                                              |
| Features                           | Pose, i sikkerhedsboks og forsendelsesæske                                                |
| Rumindhold, brutto                 | 450 ml                                                                                    |
| Certifikater                       | CE.                                                                                       |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse A                                                                                  |
| Direktiver, lovgivning og regler   | IVDR (EU) 2017/746                                                                        |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Undgå kontakt med hud og øjne og sørg for at der er passende ventilation på arbejdsstedet |
| Holdbarhed                         | Op til 2 år fra produktionsdato                                                           |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.                                          |
| Bortskaffelse af produkt           | Aflleveres på miljøstation.                                                               |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                         |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| kll   | 6 stk      | 36 cm  | 32.2 cm | 15.5 cm | 4038917336024 |
| stk   | 1 stk      |        |         |         | 4038917336031 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare på langt sigt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.