

# Doseringstabel

Oversigt til fremstilling af brugsfærdig opløsning. Koncentrat og vand giver tilsammen den angivne færdige opløsning.

(F.eks. 2,00% koncentration til 8 liter færdig opløsning = 160 ml koncentration og 7,84 liter vand)

| <div><div>%</div><div>L</div></div> |          | Koncentrat i procent |        |          |        |        |        |        |        |         |         |         |
|-------------------------------------|----------|----------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                     |          | 0,25%                | 0,50%  | 0,75%    | 1,00%  | 1,50%  | 2,00%  | 2,50%  | 3,00%  | 4,00%   | 5,00%   | 10,00%  |
| Færdig opløsning i liter            | 1 liter  | 2,5 ml               | 5 ml   | 7,5 ml   | 10 ml  | 15 ml  | 20 ml  | 25 ml  | 30 ml  | 40 ml   | 50 ml   | 100 ml  |
|                                     | 2 liter  | 5 ml                 | 10 ml  | 15 ml    | 20 ml  | 30 ml  | 40 ml  | 50 ml  | 60 ml  | 80 ml   | 100 ml  | 200 ml  |
|                                     | 3 liter  | 7,5 ml               | 15 ml  | 22,5 ml  | 30 ml  | 45 ml  | 60 ml  | 75 ml  | 90 ml  | 120 ml  | 150 ml  | 300 ml  |
|                                     | 4 liter  | 10 ml                | 20 ml  | 30 ml    | 40 ml  | 60 ml  | 80 ml  | 100 ml | 120 ml | 160 ml  | 200 ml  | 400 ml  |
|                                     | 5 liter  | 12,5 ml              | 25 ml  | 37,5 ml  | 50 ml  | 75 ml  | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml  | 250 ml  | 500 ml  |
|                                     | 6 liter  | 15 ml                | 30 ml  | 45 ml    | 60 ml  | 90 ml  | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 240 ml  | 300 ml  | 600 ml  |
|                                     | 7 liter  | 17,5 ml              | 35 ml  | 52,5 ml  | 70 ml  | 105 ml | 140 ml | 175 ml | 210 ml | 280 ml  | 350 ml  | 700 ml  |
|                                     | 8 liter  | 20 ml                | 40 ml  | 60 ml    | 80 ml  | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml  | 400 ml  | 800 ml  |
|                                     | 9 liter  | 22,5 ml              | 45 ml  | 67,5 ml  | 90 ml  | 135 ml | 180 ml | 225 ml | 270 ml | 360 ml  | 450 ml  | 900 ml  |
|                                     | 10 liter | 25 ml                | 50 ml  | 75 ml    | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml  | 500 ml  | 1000 ml |
|                                     | 15 liter | 37,5 ml              | 75 ml  | 112,5 ml | 150 ml | 225 ml | 300 ml | 375 ml | 450 ml | 600 ml  | 750 ml  | 1500 ml |
|                                     | 20 liter | 50 ml                | 100 ml | 150 ml   | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 600 ml | 800 ml  | 1000 ml | 2000 ml |
|                                     | 30 liter | 75 ml                | 150 ml | 225 ml   | 300 ml | 450 ml | 600 ml | 750 ml | 900 ml | 1200 ml | 1500 ml | 3000 ml |