



Varenummer 212392

Dispenser, Sterisol, 700 ml, stål, til lukket dispenser med klar kappe, rustfri albuebetjening

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

Produktbeskrivelse

Ståldispenser til lukket dispenser med klar kappe og rustfri albuebetjening. Monteres på væg med skruer og rawplugs. Ståldispenseren kan indeholde 700 ml sæbe og desinfektion. Den er økonomisk i brug, rengøringsvenlig og nem at udskifte refiller. Den er praktisk, idet den kan bruges til flere typer produkter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sterisol
Features	Til lukket dispenser med klar kappe, rustfri albuebetjening
Materiale	Stål
Rumindhold, netto	700 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	51.5 cm	25 cm	34.5 cm	27392173045672
stk	1 stk				7392173045678