



Varenummer 212393

## Dispenser, Sterisol, 700 ml, stål, til pose

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

### Produktbeskrivelse

Sterisol rustfri dispenser til 700 ml refiller. Specielt udviklet til opfyldelse af de særligt høje krav inden for hudhygiejne på hospitaler, i plejesektoren og levnedsmiddelindustrien. Nedtages let fra væggen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sterisol
Features	Til pose
Materiale	Stål
Rumindhold, netto	700 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	39.5 cm	30 cm	16 cm	27392173045702
stk	1 stk				7392173045708