



Varenummer 212393

Dispenser, Sterisol, 700 ml, stål, til pose

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

Produktbeskrivelse

Sterisol rustfri dispenser til 700 ml refiller. Specielt udviklet til opfyldelse af de særligt høje krav inden for hudhygiejne på hospitaler, i plejesektoren og levnedsmiddelindustrien. Nedtages let fra væggen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sterisol
Features	Til pose
Materiale	Stål
Rumindhold, netto	700 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	39.5 cm	30 cm	16 cm	27392173045702
stk	1 stk				7392173045708